



What is **milex pessary**?

Conservative treatment of pelvic organ prolapse and urinary incontinence

درمان افتادگی رحم
وی بی اختیاری ادرار
بدون نیاز به جراحی

پساری مایلکس چیست؟

پساری مایلکس یک وسیله قابل انعطاف از جنس سیلیکون و قابل گذاشتن و برداشتن است که توسط متخصصین زنان و کارشناسان مامایی جهت درمان غیر جراحی افتادگی ارگان‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری تجویز و در واژن برای مدت زمان مشخص جایگذاری می‌شود.

MILEX™



How Pessaries
Can Help You
Resume Your
Normal Activities

Made in U.S.A

تسنیم بهبود آرمان نماینده انحصاری
کمپانی کوپرسرجیکال آمریکادر ایران

@operSurgical MILEX™

خیابان شریعتی • بالاتر از پل رومی • خیابان موسیوند • خیابان کریمی
نیش کوچه ثابتی • شماره ۷۸ • واحد ۶ • تلفن: ۲۲۶۷۹۴۴۰

Unit 6, No. 78, Karimi St., Mousivand St., Shariati St., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 22679440 www.tasnimbehoud.com



چگونه پساری به شما کمک می‌کند
تا فعالیت‌های روزانه خود را به طور
عادی ادامه دهید؟

پساری مایلکس

بهترین راه برای
رفع مشکل شماست...

- اگر از افتادگی رحم و بی‌اختیاری ادرار رنج می‌برید...
- اگر درمان جراحی راه حل مناسبی برای رفع مشکل شما نیست...
- اگر به دلیل مشکلات لگنی زندگی شما دچار اختلال شده است...

مزایای استفاده از پساری مایلکس

- ساخته شده از جنس سیلیکون (بدون لاتکس).
- جهت درمان غیرجراحی مؤثر، بدون عارضه و با مناسب‌ترین هزینه.
- بدون نیاز به بیهوشی.
- قابل جایگذاری در درمانگاه، مطب و بدون نیاز به بستری در بیمارستان.
- بیمار قادر خواهد بود در زمان استفاده از پساری فعالیت‌های روزانه خود را به‌صورت عادی انجام دهد.

اقدامات لازم در طول درمان با پساری مایلکس

پساری مایلکس مطابق با آخرین تکنولوژی سیلیکون ساخته شده است که این موضوع ضامن طول عمر با کمترین میزان احتمال ایجاد واکنش‌های آلرژیک است. با وجود این نکات مثبت، لازم است شرایطی توسط بیمار در طول مدت استفاده از پساری رعایت شود:

- دوبار مراجعه به متخصص در اولین هفته بعد از جایگذاری پساری و بعد از آن هر ۴ تا ۶ هفته یکبار.
- استفاده مداوم از ژل پساری (طریقه استفاده در ادامه آمده است).
- مشورت با پزشک بلافاصله در زمان بروز مشکلاتی مثل خونریزی، ترشحات بد بو، درد، احتباس ادراری، عدم اجابت مزاج و تغییر رنگ دهانه رحم.
- رعایت کامل نظافت دستگاه تناسلی، در زمان استفاده از پساری.
- یادگیری کامل مراقبت، گذاشتن و خارج کردن پساری توسط بیمار یا اطرافیان.
- در زمان خروج پساری از بدن، پساری می‌بایست با آب و صابون شسته شود.

چگونه با پساری مایلکس راحت باشیم؟

امکان دارد در بعضی از مواقع پساری در مکان درست جای نگیرد. در این وضعیت بیمار حتماً می‌بایست به پزشک مراجعه کرده و موضوع را مطرح کند تا معاینه مجدد انجام شود.

آیا هنگام استفاده از پساری مایلکس می‌توان مقاربت داشت؟

بعضی از انواع پساری مایلکس در زمان مقاربت قابل استفاده هستند؛ اما بعضی از انواع پساری باید در هنگام مقاربت از بدن خارج گردیده و مجدداً جایگذاری شوند. چنانچه شما تمایل به استفاده از پساری مایلکس دارید حتماً با پزشک خود درباره فعالیت‌های آمیزشی مشورت کنید.

چرا باید از ژل پساری استفاده کنیم؟

ژل پساری دارای خصوصیتی است که استفاده از آن در زمان درمان با پساری باعث حفظ آرامش و راحتی بیمار خواهد بود. از جمله نکات مثبت آن، می‌توان به کمک جهت بازسازی و نگهداری خاصیت اسیدی واژن، جلوگیری از رشد ارگانیزم‌های بوزا در واژن، جلوگیری از جذب ترشحات توسط پساری و عمل بوزدائی اشاره کرد. این ژل با مرطوب نگه‌داشتن دیواره‌های واژن مانع از هرگونه آسیب به دیواره واژن می‌شود.

دستورالعمل استفاده از ژل پساری:

- هفته اول جایگذاری پساری: ۳ بار در هفته؛ هر بار به میزان نصف اپلیکاتور
- از هفته دوم به بعد جایگذاری پساری: ۲ بار در هفته؛ هر بار به میزان نصف اپلیکاتور



چه مواردی را باید در زمان انجام MRI یا عکس رادیولوژی رعایت کرد؟

از آنجایی که پساری مایلکس دارای اجزای فلزی است، لذا به هنگام انجام MRI یا عکس رادیولوژی باید از بدن خارج گردد. شما می‌بایست قبل از انجام MRI یا عکس رادیولوژی با پزشک خود مشورت نمایید.

برای سفارش پساری مایلکس چه اقداماتی لازم است؟

پس از مشورت با پزشک خود و کسب اطلاعات لازم از بروشور برای سفارش می‌توانید با شرکت تسنیم بهبود آرمان تنها نماینده فروش پساری مایلکس در ایران با شماره تلفن‌های ۰۲۶۷۹۴۴۰ و ۰۹۱۰۱۴۲۳۲۶۲ تماس حاصل فرمائید.



milex pessary Information

پساری مایلکس چگونه کار می‌کند؟

یک پساری عناصری از لگن را که دچار افتادگی هستند جمع کرده و در مکان اصلی خود دوباره ثابت می‌کند. بعضی از انواع پساری مایلکس نیز به جهت پایدارسازی ادرار در هنگام بی‌اختیاری استرسی (بی‌اختیاری ادرار هنگام عطسه، سرفه، خنده و هیجان) عمل می‌کنند.

شایان ذکر است برخی از انواع پساری در بیمارانی که هر دو مشکل را به طور همزمان دارند قابل جایگذاری است. بعضی از انواع پساری به‌عنوان کمک‌کننده سرکلاژ (دوختن گردن رحم برای جلوگیری از سقط مکرر) کاربرد دارد. پساری‌ها قابلیت وارد شدن و خارج شدن از بدن را داشته که این امر به وسیله متخصصین زنان و کارشناسان مامایی انجام‌پذیر است (لازم به ذکر است، خارج کردن و جایگذاری مجدد پساری در صورت آموزش کامل توسط بیمار یا اطرافیان بیمار قابل انجام است).